

# Aseptil Lotion +

Lotion antiseptique moussante pour les mains



**Lotion antiseptique** pour le lavage hygiénique des mains avec rinçage.

**Marchés cibles :** milieu médical, paramédical, agroalimentaire, collectivités.

- ✓ Testée sous contrôle dermatologique
- ✓ Non colorée, non parfumée
- ✓ Usage fréquent
- ✓ Contribue à préserver l'hydratation cutanée

## Substances actives

Chlorure de didécyldiméthylammonium CAS n° 7173-51-5 (6,50 g/kg), chlorhexidine digluconate CAS n° 18472-51-0 (9,00 g/kg)

## Caractéristiques

- Aspect : liquide limpide
- Couleur : incolore à légèrement jaune ou rosé
- Odeur : caractéristique
- Viscosité : 300 – 1000 mPa.s
- pH :



pH (pur) : 5,5 – 7,5

## Conservation

- Péréemption : 3 ans.
- Conserver à température ambiante dans son emballage d'origine fermé.
- Craint le gel, stocker entre 4 et 40°C.

## Législation

- Produit biocide TP1.
- Usage exclusivement professionnel.

## Propriétés toxicologiques

- Bonne tolérance cutanée, testée sous contrôle dermatologique.
- Testé sous contrôle médical en conditions réelles jusqu'à 15 lavages par jour.
- Effet hydratant persistant 3h après application.

## Mode d'emploi

### Lavage hygiénique



Sur mains mouillées, prendre une dose de produit (2 mL).



Frotter mains, poignets, espaces interdigitaux, pourtour des ongles pendant 30s au moins.



Rincer à l'eau et sécher par tamponnement à l'aide d'un essuie-mains à usage unique.

# Aseptil Lotion +

Lotion antiseptique moussante pour les mains

## Propriétés microbiologiques

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	▪ EN 1040 (v. 2006)	30s
	▪ EN 1276* (v. 2019)	30s
	▪ EN 1276* (v. 2019), <i>Salmonella enterica</i> , <i>Listeria monocytogenes</i>	30s
	▪ EN 13727+A2* (v. 2015)	30s
	▪ EN 13727+A2* (v. 2015), <i>Salmonella enterica</i> , <i>Listeria monocytogenes</i> , SARM, <i>E. Coli</i> BLSE	30s
	▪ EN 1499 (v. 2013), 2 mL	30s
Levures	▪ EN 1275 (v. 2006), <i>Candida albicans</i>	30s
	▪ EN 1650* (v. 2019), <i>Candida albicans</i>	30s
	▪ EN 13624* (v. 2021), <i>Candida albicans</i>	30s
Virus	▪ Actif sur virus Herpès simplex 1, PRV (virus modèle de l'hépatite B) et BVDV (virus modèle de l'hépatite C) selon méthodologie de la norme EN 14476* (v. 2013)	30s
	▪ Actif sur virus Influenza A (H1N1) selon méthodologie de la norme EN 14476+A1* (v. 2015)	30s

\* Normes réalisées en conditions de saleté

SARM : *Staphylococcus aureus* résistant à la méticilline / BLSE : *E. coli*  $\beta$ -lactamase spectre étendu.

## Précautions d'emploi

Ne pas avaler. Ne pas utiliser avec d'autres produits. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale.

Ne pas rejeter le produit pur dans l'environnement. Ne pas réutiliser l'emballage vide.

Pour plus de renseignements se référer à la FDS du produit.

En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.

## Conditionnement

Conditionnements	Compatibilité appareil	Code Produit
Cartouche 12 x 1 L ppe intégrée	Alphamouss L, L2 standard ou à coude	B60035

Rév.: 19/29.11.2023

Date de mise en ligne : 30/11/2023



LABORATOIRES  
Prodene Klint

8, rue Léon Jouhaux  
ZA Pariest  
CROISSY BEAUBOURG  
77435 Marne la Vallée Cedex

## FICHE TECHNIQUE DISTRIBUTEUR DE SAVON

FICHE N°  
FTD 017

# M8A001000 ALPHAMOUSS L

Date de mise en ligne : 22/06/21

Référence : B60034

### 1 Description

- L'ALPHAMOUSS L est un distributeur de savon conçu en ABS.
- Sûr, il ferme à clé.
- La fenêtre permet de visualiser la quantité de savon restant avant de changer la recharge en toute simplicité.
- Résistant, incassable en conditions normales d'utilisation, il se nettoie facilement.
- Propre il est doté d'une pompe anti-goutte.
- Hygiène garantie car le produit est isolé de tout contact avec l'extérieur grâce à la pompe double-valve brevetée.
- Large choix de savons liquides pour tous les usages et gel hydroalcoolique.



### 2 Composition

1 Plaque arrière	ABS
1 Capot	ABS
1 Poignée	ABS
1 Fenêtre	ABS
1 Clé SN005	POM
1 Pompe SNB700	Polyuréthane
3 vis 4 x 30, 3 chevilles	

### 3 Spécifications

Couleur	: Blanc
Hauteur	: 235 mm
Largeur	: 179 mm
Épaisseur	: 100 mm
Poids du distributeur	: 358 g
Poids du distributeur avec la boîte	: 516 g

### 4 Packaging


Le distributeur ALPHAMOUSS L est conditionné en boîte individuelle regroupée par 12 en surcartons.

Les surcartons sont rangés sur des palettes 80x120, filmées.

La quantité par palette est de 240 distributeurs répartis en 4 surcartons sur 5 étages.

Dimensionnel L x l x h en millimètre :

- boîte individuelle : 250 x 187 x 104,
- surcarton : 505 x 392 x 337.



Réalisation :

C. JEHANNET

Page 1 de 1

Motif de révision

Changement matière